

PHYSIOMER[®]

Baby

Vanaf de geboorte / Dès la naissance / Ab der Geburt

Adem elke dag vrij met Physiomer[®]
Respirer librement, chaque jour, avec Physiomer[®]
Das Beste aus dem Meer für freies Atmen

INDICATIES:

Verstopte neus of loopneus bij verkoudheid of rinofaryngitis. Dagelijks gebruik helpt verdere complicaties zoals oorinfecties voorkomen.

HOE GEBRUIKT U PHYSIOMER[®] NEUSREINIGER VOOR BABY'S?

Spoelen onder warm water voor het eerste gebruik en goed laten drogen.

- 1 Was uw handen. Plaats een filter en sluit de neusreiniger.
- 2 Leg uw baby op zijn rug.
- 3 Plaats het zachte uiteinde aan de ingang van het neusgat en zuig voorzichtig via het mondstuk om de slijmen te verwijderen. Herhaal dit in het andere neusgat.
- 4 Open de neusreiniger en gooi de gebruikte filter weg. Vervang na elk gebruik de filter, om het risico op (secondaire) infectie te voorkomen.
- 5 Spoel de neusreiniger onmiddellijk onder warm water en droog hem af.

INDICATIONS:

Nez bouché ou nez qui coule en cas de rhume ou de rhinopharyngite. L'usage quotidien aide à prévenir d'autres complications telles que les otites.

COMMENT UTILISER VOTRE MOUCHE BÉBÉ PHYSIOMER[®] BABY?

Rincer à l'eau chaude avant la première utilisation et laisser bien sécher.

- 1 Lavez-vous les mains. Insérer un filtre et refermer le Mouché Bébé.
- 2 Allonger votre bébé sur le dos.
- 3 Placer l'embout souple à l'entrée de la narine et aspirer doucement les sécrétions par l'embout buccal. Renouveler dans l'autre narine.
- 4 Ouvrir le Mouché Bébé et jeter le filtre souillé. Remplacer le filtre à chaque utilisation, pour éviter tout risque d'infection ou de surfection.
- 5 Rincer immédiatement le Mouché Bébé à l'eau chaude et sécher.

INDIKATIONEN:

Verstopte of laufende Nase bei Erkältung oder Rhinopharyngitis. Tägliche Anwendung verhindert weitere Komplikationen wie Ohrentzündungen.

VERWENDUNG DES NASENSAUGERS FÜR BABYS VON PHYSIOMER[®]

Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser spülen und gut trocknen lassen.

- 1 Waschen Sie Ihre Hände. Einen Filter einsetzen und den Nasensauger schließen.
- 2 Legen Sie Ihr Baby auf seinen Rücken.
- 3 Halten Sie den weichen Saugkopf an die Öffnung des Nasenlochs und saugen Sie vorsichtig durch das Mundstück um das Nasensekret zu entfernen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Nasenloch.
- 4 Öffnen Sie den Nasensauger und entsorgen Sie den verwendeten Filter. Wechseln Sie den Filter nach jeder Verwendung, um jegliches Risiko für Infektionen oder sekundäre Infektionen zu vermeiden.
- 5 Spülen Sie den Nasensauger sofort unter heißem Wasser und trocknen Sie ihn ab.





6 Veeg het neusje van uw baby af.

- Voor een optimaal gebruik, combineer dit product met de Physiomer® Unidoses of Physiomer® Baby Spray alvorens de neus te reinigen.
- Lees de bijsluiter van elk product voor een optimaal en veilig gebruik.
- Als de symptomen langer duren dan 5 dagen, raadpleeg dan uw arts.
- Niet steriliseren, niet laten koken.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Gebruik het product enkel in zijn oorspronkelijke toestand.
- Een navulling van 20 beschermfilters is afzonderlijk verkrijgbaar.

6 Essuyer le nez de bébé.

- Pour un usage optimal, combinez ce produit avec les Unidoses Physiomer® ou le Baby Spray Physiomer® avant de nettoyer le nez.
- Lisez attentivement la notice de chaque produit pour un usage sûr et optimal.
- Si les symptômes perdurent au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.
- Ne pas stériliser, ne pas faire bouillir.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Utilisez uniquement le produit dans son état d'origine.
- Une recharge de 20 filtres protecteurs est disponible séparément.

6 Reinigen Sie die Nase des Babys.

- Kombinieren Sie dieses Produkt für eine optimale Anwendung mit den Physiomer® Einzeldosen oder dem Physiomer® Baby Spray, bevor Sie die Nase reinigen.
- Lesen Sie die Packungsbeilage jedes Produkts für eine optimale und sichere Anwendung.
- Wenn die Symptome länger als 5 Tage anhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Nicht sterilisieren, nicht kochen lassen.
- Nach dem Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in seinem ursprünglichen Zustand.
- Eine Nachfüllung von 20 Schutzfiltern ist gesondert erhältlich.



WAARSCHUWING:

**VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen –
Buiten het bereik en zicht van baby's en kinderen bewaren**



AVERTISSEMENT:

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces –
Tenir hors de portée et de vue des bébés et des enfants**



WARNUNG:

**ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile –
Für Ihr Baby und Ihre Kinder unzugänglich aufbewahren**

 Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Av. du Général Patton
35400 Saint-Malo - FRANCE

Verdeler/Distributeur/Vertrieb:
Omega Pharma Belgium NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth

Medisch hulpmiddel / Dispositif médical / Medizinprodukt



Revisiedatum / Date de révision / Datum der Überarbeitung: 01/2019

LF23184A