

CONTENEDORES DE CARGA TRASERA - **2 RUEDAS****Contenedores para desecho clínicos o ADR****240 L
360 L**





Capacidad

**96 Kg
136 Kg**

Carga nominal

**200/250 mm
200 /300 mm**

Diámetro ruedas

**FICHA TÉCNICA****C240L****C360L**

CONTENEDORES DE CARGA TRASERA - **2 RUEDAS**

Contenedores para desecho clínicos o ADR

INSTRUCCIONES

- Estas instrucciones de funcionamiento contienen información útil para el usuario. La información es necesaria para el manejo adecuado de los contenedores para residuos ADR.
- Para obtener más información sobre el C240 y C360 litros, consulte el sitio web de CONTENUR, así como las normas EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 y los certificados de acuerdo a la norma UN 3291 que corresponden a este tipo de contenedor.
- Contenedores certificados para el almacenamiento y transporte de residuos de materiales infecciosos clase 6.2 subdivisión I3 para desechos clínicos.
- Los contenedores están destinados a la recogida de residuos ADR (de acuerdo a la normativa EN 3291) para los cuales se aplican regulaciones legales de transporte (ver legislación nacional aplicable, Regulaciones ADR, Regulaciones RID, IMDG Enmienda).

CERTIFICACIÓN

- Los contenedores han sido certificados según la norma UN 3291 y se marcan con el siguiente registro: C240 / C360 UN 50H/Y//E/**/SE-0015/0/**/
- Este marcado de residuos peligrosos debe realizarse en ambos lados del cuerpo del contenedor, lateral derecho e izquierdo de los contenedores de 2 ruedas: C240 y C360L.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- Los contenedores están diseñados para facilitar el apilamiento, lo que optimiza la logística y contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 durante su transporte.
- Los contenedores pueden equiparse con una cerradura manual en la parte delantera.
- Los contenedores están equipados con un asa trasera integrada en el cuerpo del contenedor para facilitar su manipulación.
- Sistemas de insonorización integrados en la tapa.
- Alojamiento específico para la instalación de chips que facilitan la localización e identificación del contenedor.
- Ruedas diseñadas para evitar la adherencia de suciedad y facilitar la limpieza.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo y la tapa del contenedor con logotipos, adhesivos o mediante un método de termoimpresión
- Personalización en el depósito mediante impresión térmica, dimensiones máximas de 260 x 260 mm.



CONTENEDORES DE CARGA TRASERA - **2 RUEDAS**

Contenedores para desecho clínicos o ADR

PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer soluciones adaptadas a cada necesidad.



CERRADURAS

ASA TRASERA INTEGRADA



PERSONALIZACIÓN CON TERMOIMPRESIÓN

ASA LATERAL